


3.0 HCS/4.5 HCS


Каннулированный компрессирующий винт

Контролируемая компрессия


Контролируемое совмещение и компрессия в зоне перелома благодаря новой концепции имплантата и новым инструментам



Заккрытие линии перелома




Компрессия



Раззенковка и ввинчивание винта с потайной головкой


Раззенковка и ввинчивание

Головка не выступает над поверхностью кости/хряща




Введение по направляющей спице

Техника минимально инвазивного остеосинтеза



Широкий спектр показаний



Показания



HCS 3.0

Информация для заказа

Артикулы 04.226.010-04.226.040

HCS 4.5

Информация для заказа

Артикулы 04.226.620-04.226.710

Артикулы 04.226.730-04.226.810

Каннулированный компрессирующий винт - идеальный имплантат для широкого применения в хирургии кисти и стопы за счет малого диаметра, различной длины резьбы и разной длины самих винтов.

Типичными показаниями являются переломы, ложные суставы, артродезы и остеотомии малых костей, а именно:

- ладьевидная и другие кости запястья;
- пястные кости;
- предплюсневые, плюсневые кости и фаланги пальцев;
- головка лучевой кости;
- шиловидные отростки лучевой и локтевой костей;
- надколенник;
- пяточная и таранная кости;
- дистальное бедро;
- проксимальное и дистальное плечо;
- проксимальная и дистальная голень.



Производитель: Synthes
Eimattstrasse, CH-4436 Oberdorf, Switzerland
www.synthes.com

Дочернее предприятие: ЗАО "Синтез"
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16, Бизнес-центр
тел.: (495) 232-22-02, факс (495) 232-22-01
e-mail: info.ru@synthes.com